

Termometro Segutem ®Digital Dt-01°C

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.

Este termometro es un dispositivo muy sensible, para obtener resultados precisos y rapidos de la temperatura corporal. Es diferente del termometro de mercurio. Es facil de usar, de respuesta rapida, alta exactitud, memoria y alarma“beep” que señala cuando esta listo para leer la temperatura.

Especificaciones

Rango de medicion:	dt-01°C 32.0 c 41.9°C
Exactitud:	dt-01°C +/-0.1°C (entre 35°C y 39°C) +/-0.2°C(debajo35°C o sobre 39°C)
Pantalla:	cristal liquido 3 1/2 digital.
Consumo:	0.15 miliwatts
Medida:	1.5v (sr41, ucc392, lr41)
Vida de la pila:	100 hrs. Aprox. De operacion continua
Dimensiones:	1.4cm. X 2.2cm x 1.9cm
Peso:	10.5grs. Aprox.
Alarma:	la señal suena aprox. 4 segundos cuando se alcanza la temperatura pico.

Modo de empleo.

- 1.-antes de usar desinfecte la punta sensor con alcohol.
- 2.-presione el boton on/ off, en la pantalla se leera 188.8e y se escuchara un "beep".
- 3.-la memoria mostrara la ultima temperatura registrada durante 2 segundos, la pantalla exhibira la letra "I" y °C destellando, entonces el termometro esta listo para usarse, si la temperatura de la habitacion es superior a 32.0°C, la pantalla mostrara la temperatura de la habitacion y no la del cuerpo.
- 4.-ponga el extremo del termometro debajo de la lengua, mantenga la boca cerrada para comenzar la medicion.
- 5.-la temperatura final se mostrara en un lapso de 2 minutos, en la pantalla se podra ver que el resultado estara destellando y la señal de alarma sonara durante 4 segundos indicando al usuario que el proceso ha finalizado.
- 6.-la temperatura mostrada en la pantalla es la temperatura corporal del usuario.
- 7.-este termometro se apagara automaticamente en 10 minutos aproximadamente despues de usarse, pero se recomienda que se apage manualmente con el fin de ahorrar energia.
- 8.-despues de utilizar el termometro debe guardarlo en su estuche y ponerlo en el botiquin o en un lugar seguro.

Precauciones.

- 1.-no doblar, dejar caer o desarmar el termómetro.
- 2.-no ponen el termómetro en agua, la pantalla y la pila no debe mojarse.
- 3.-no hervir el termómetro, limpiar o enjuagar con un paño seco y esterilizar con alcohol.
- 4.-no usar ningún tipo de solvente ya que puede deteriorar el cuerpo del termómetro o dañar los circuitos.
- 5.-evite exponer el termómetro a los rayos directos del sol.
- 6.-no abrir el termómetro excepto cuando se reemplace la batería.

Reemplazo de la batería.

- 1.-cuando la pantalla se vea borrosa o negra esto indica que la batería debe ser reemplazada.
- 2.-quite la tapa que cubre la batería y saque la batería vieja con un objeto puntiagudo tal como una pluma o un palillo.
- 3.-ponga una batería nueva tipo ag3 (sr41, ucc392,lr41), con el lado positivo hacia arriba.
- 4.-cubra nuevamente la batería con la tapa y revise que la pantalla funcione correctamente.

Garantía limitada.

Este termómetro esta garantizado por 90 días desde la fecha de su compra contra fallas de fabricación debajo el uso normal. Si su unidad no funciona adecuadamente debido a la fabricación o partes defectuosas, nosotros lo repararemos sin cargo. Todas las partes están cubiertas por esta garantía incluyendo la pila. La garantía no cubre daño a su unidad debido a uso inadecuado.

REG. SSA. 2164C2002

COMERCIAL DISTRIBUIDORA APA, S.A. DE C.V.
SUR 73 # 418 COL. JUSTO SIERRA C.P. 09460
MEXICO, D.F. TEL / FAX 01 (55) 85909380
VISITENOS EN: www.codiapasa.com
E-MAIL: info@codiapasa.com
